


COD 11583 5 x 5 mL	COD 11550 6 x 25 mL
CONSERVAR A 2-8°C	
Reactivos para medir la concentración de α -amilasa Sólo para uso <i>in vitro</i> en el laboratorio clínico	



FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La α -amilasa cataliza la hidrólisis del 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido (CNP-G3) a 2-cloro-4-nitrofenol (CNP). La concentración catalítica se determina a partir de la velocidad de formación del 2-cloro-4-nitrofenol, medido a 405 nm^{1,2,3}.



CONTENIDO

	COD 11583	COD 11550
A. Reactivo	5 x 5 mL	6 x 25 mL

COMPOSICIÓN

A. Reactivo. MES 50 mmol/L, cloruro de calcio 5 mmol/L, cloruro de sodio 300 mmol/L, tiocianato de sodio 450 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, pH 6,1.

CONSERVACIÓN

Conservar a 2-8°C.

El Reactivo es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre que se conserve bien cerrado y se evite la contaminación durante su uso.

Indicaciones de deterioro:

- Reactivo: Presencia de partículas, turbidez, absorbancia del blanco superior a 0,500 a 405 nm (cubeta de 1 cm).

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

Reactivo (A): Está listo para su uso.

MATERIAL ADICIONAL

- Analizador, espectrofotómetro o fotómetro con cubeta termostatzable a 25, 30 ó 37°C para lecturas a 405 nm
- Cubetas de 1,0 cm de paso de luz

MUESTRAS

Suero, plasma u orina recogidos mediante procedimientos estándar.

La α -amilasa en suero o plasma es estable durante 1 mes a 2-8°C. Debe utilizarse la heparina como anticoagulante.

La α -amilasa en orina es estable durante 1 mes a 2-8°C siempre que el pH se ajuste aproximadamente a 7 para la conservación.

PROCEDIMIENTO

1. Precalentar el Reactivo y el instrumento a la temperatura de reacción.
2. Pipetear en una cubeta (Notas 1, 2):

	Suero/Plasma		Orina	
	37°C	25°C,30°C	37°C	25°C,30°C
Reactivo (A)	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL	1,0 mL
Muestra	20 μ L	50 μ L	10 μ L	20 μ L

3. Mezclar e insertar la cubeta en el fotómetro. Poner el cronómetro en marcha.
4. Anotar la absorbancia inicial y efectuar nuevas lecturas cada minuto durante 3 minutos.
5. Calcular el incremento de absorbancia por minuto promedio ($\Delta A/\text{min}$).

CÁLCULOS

La concentración de α -amilasa en la muestra se calcula a partir de la siguiente fórmula general:

$$\Delta A/\text{min} \times \frac{Vt \times 10^6}{\epsilon \times l \times Vs} = \text{U/L}$$

El coeficiente de absorción molar (ϵ) del CNP a 405 nm es 15.490 y el paso de luz (l) es 1 cm. Para muestras de suero y plasma, el volumen total de reacción (Vt) es 1,02 a 37°C y 1,05 a 25-30°C mientras que el volumen de muestra (Vs) es 0,02 a 37°C y 0,05 a 25-30°C. Para muestras de orina, el volumen total de reacción (Vt) es 1,01 a 37°C y 1,02 a 25-30°C, y el volumen de muestra (Vs) es 0,01 a 37°C y 0,02 a 25-30°C. 1 U/L equivale a 0,0166 μ kat/L. Se deducen los siguientes factores para calcular la concentración catalítica:

$\Delta A/\text{min}$	Suero, plasma	37°C	25-30°C
		x 3292 = U/L x 54,9 = μ kat/L	x 1355 = U/L x 22,6 = μ kat/L
$\Delta A/\text{min}$	Orina	x 6520 = U/L x 108,7 = μ kat/L	x 3292 = U/L x 54,9 = μ kat/L

VALORES DE REFERENCIA

Temperatura rección	Suero, plasma		Orina	
	U/L	μ kat/L	U/L	μ kat/L
25°C	12-45	0,21-0,75	< 180	< 3,00
30°C	17-60	0,28-1,00	< 240	< 4,00
37°C ^{4,5}	22-80	0,37-1,33	< 321	< 5,35

Los valores a 25°C y a 30°C se han obtenido a partir de los de 37°C utilizando un factor de conversión. Estos valores se dan únicamente a título orientativo; es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios intervalos de referencia.

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control Bioquímica niveles I (cod. 18005, 18009 y 18042) y II (cod. 18007, 18010 y 18043), para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias aceptables.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

- Límite de detección: 1,8 U/L = 0,03 μ kat/L.

- Límite de linealidad: 1317 U/L = 22 μ kat/L, en suero y 2600 U/L = 43,5 μ kat/L en orina. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 1/5 con agua destilada y repetir la medición.

- Repetibilidad (intra-serie):

Concentración media	CV	n
64 U/L = 1,07 μ kat/L	1,8 %	20
338 U/L = 5,63 μ kat/L	0,5 %	20

- Reproducibilidad (inter-serie):

Concentración media	CV	n
64 U/L = 1,07 μ kat/L	3,5 %	25
338 U/L = 5,63 μ kat/L	1,0 %	25

- Sensibilidad: 0,304 Δ mA·L/U·min = 18,2 Δ mA·L/ μ kat·min.

- Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio comparativo están disponibles bajo solicitud.

- Interferencias: La lipemia (triglicéridos 10 g/L) y la bilirrubina (20 mg/dL) no interfieren. La hemoglobina (2,5 g/L) interfiere. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir⁶.

Estos datos han sido obtenidos utilizando un analizador. Los resultados pueden variar al cambiar de instrumento o realizar el procedimiento manualmente.

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

La α -amilasa cataliza la hidrólisis de los enlaces α -1,4 de los carbohidratos constituidos por unidades de α -D-glucosa, originando la formación de dextranos, maltosa y glucosa. La α -amilasa se produce principalmente en el páncreas exocrino (tipo-P) y en las glándulas salivales (tipo-S) aunque también se encuentra en otros tejidos.

La medición de la actividad amilasa en suero y orina tiene utilidad principalmente para el diagnóstico de enfermedades pancreáticas como la pancreatitis crónica o aguda. La hiperamilasemia también puede ser debida a insuficiencia renal, dolor abdominal agudo, tumor en pulmones y ovarios, lesiones en las glándulas salivales, macroamilasemia, cetoacidosis diabética, enfermedad del tracto biliar, trauma cerebral, alcoholismo crónico y medicamentos (opiáceos)^{6,7}.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

NOTAS

1. La saliva y la piel contienen α -amilasa. No pipetear el reactivo con la boca y evitar el contacto del reactivo con la piel.
2. Este reactivo puede utilizarse en la mayoría de analizadores automáticos. Solicite información a su distribuidor.

BIBLIOGRAFÍA

1. Winn-Deen ES, David H, Sigler G and Chavez R. Development of a direct assay for α -amylase. *Clin Chem* 1988; 34: 2005-2008.
2. Gella FJ, Gubern G, Vidal R, Canalias F. Determination of total and pancreatic α -amylase in human serum with 2-chloro-4-nitrophenyl- α -D-maltotriose as substrate. *Clin Chim Acta* 1997; 259: 147-160.
3. Gubern G, Balsells D, Ferragut R, Galán A, Gella FJ, et al. Procedimiento recomendado para la determinación en rutina de la concentración catalítica de α -amilasa en suero sanguíneo humano. *Quim Clin* 1996; 15: 51-52.
4. Balsells D, Gella FJ, Gubern G, Canalias F. Reference values for α -amylase in human serum and urine using 2-chloro-4-nitrophenyl- α -D-maltotriose as substrate. *Clin Chim Acta* 1998; 274: 213-217.
5. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 1999.
6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 1995.
7. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 1994.
8. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.