



HACIENDO QUE LA CLÍNICA QUÍMICA
TRABAJE PARA USTED



ARCHITECT c4000

- Resultados equivalentes en todos los ARCHITECT cSystems
- Tecnología avanzada para obtener resultados confiables
- Gran capacidad, tamaño pequeño

Consulte las precauciones, limitaciones y riesgos operacionales en el Manual de Operaciones. Puede encontrar los manuales en www.abbottdiagnostics.com.

Put science on your side.

Consulte las precauciones, limitaciones y riesgos operacionales en el Manual de Operaciones. Puede encontrar los manuales en www.abbottdiagnostics.com.

RESULTADOS CLÍNICOS CONFIABLES DISEÑADO PARA LA INTEGRACIÓN



Gradilla universal de muestras
ARCHITECT

Verdaderas Características Comunes de Familia

- Tecnología, reactivos y protocolos de ensayos idénticos.
- Software idéntico de operación intuitiva.
- Gradilla universal de muestras ARCHITECT.

Beneficios: resultados equivalentes del paciente en todos los Sistemas ARCHITECT, y para el usuario, una experiencia sencilla y uniforme.

Sistema y Dinámica de Ensayos Mejorados

- FlexRate extiende los rangos lineales de los ensayos enzimáticos para obtener mejores primeros resultados, con menos repeticiones.
- El módulo para electrolitos de Tecnología de Chip Integrado (ICT) es pequeño, duradero y de fácil mantenimiento (60,000 determinaciones).
- Productividad máxima de hasta 800 pruebas de química por hora.

- La tecnología de diferencial de presión permite la detección de coágulos, burbujas y volumen insuficiente de muestra para reducir los errores analíticos.

Beneficios: certeza y confianza en los resultados clínicos.

Integración sin Compromiso

- Integración perfecta de química clínica e inmunoensayos con el i1000sR.
- Optimo flujo de trabajo con un tubo tanto para las pruebas químicas como de inmunoensayo.
- El Manipulador Robotizado de Muestras (RSH) permite que el laboratorio priorice las pruebas.
- Gran capacidad de reactivos a bordo, aproximadamente 55 kits.
- La tecnología SmartWash controla eficazmente el arrastre de muestra a muestra (<0.1 ppm de tubo a tubo).

Beneficios: manejo eficaz de cargas de trabajo complejas con un solo operador en una sola plataforma.



Tamaño real

ARCHITECT

c4000

Permite hasta 100 muestras con
hasta 35 posiciones prioritarias



ARCHITECT c4000 se puede
integrar con ARCHITECT i1000sR
para consolidar la química clínica
y los inmunoensayos en una sola
plataforma.



+



=



ARCHITECT, i1000SR, c4000, c4100, CHEMIFLEX y Put science on your side. son marcas comerciales de Abbott Laboratories en varias jurisdicciones.

Todos los analizadores ARCHITECT son productos láser Clase 1.

www.abbottdiagnostics.com
1-877-4ABBOTT

© 2010, 2012 Abbott Laboratories AR_09_39880/v2/AE2190. Printed in USA, 06/2012-10.

 **Abbott**
Diagnostics